

ジェネリックの未来を創る。

高品質なジェネリック医薬品を安定的かつ継続的に供給するために

共創未来ファーマは東邦ホールディングスグループの一員として、ジェネリック医薬品の製造から流通・調剤までのサプライチェーンを最適化し、既存の枠にとらわれない新しい発想で医薬の未来を変えていきます。



東邦ホールディングスグループ 共創未来ファーマ株式会社

<http://www.kyosomirai-p.co.jp>

A000002291

ご案内

ENIFくんにおまかせには、様々な商品を掲載させて頂いておりますが、商品によっては販売できない場合がございますのでご了承ください。

種類	病院・診療所	薬局	店舗販売業
医療用医薬品	○	○	×
要指導医薬品	△	□	□
一般用医薬品	△	○	○
体外診断用医薬品	○	□	×
一般用	○	○	○
高度管理医療機器等	○	□	□
管理医療機器	○	○	○
一般医療機器	○	○	○

- ：販売できます
- ×：販売できません
- △：患者様の治療のために使用する場合は販売できます
- ：販売できない場合があります

共創未来グループ

会社名	〒	住所	電話番号
東邦薬品株	104-0028	東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 9F	03-6838-2810
株セイエル	730-0015	広島県広島市中区橋本町6-17 池尻ビル1F	082-502-6302
株幸運	761-8057	香川県高松市田村町948	087-867-2620
九州東邦株	812-8585	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46	092-641-3126
沖縄東邦株	903-0117	沖縄県西原町翁長834 トムズビル1F	098-946-6000
株大正堂	528-0028	滋賀県甲賀市水口町城東3-38	0748-65-3001
株スカイメディカル九州	830-0023	福岡県久留米市中央町35-18	0942-48-8010
酒井薬品株	181-8551	東京都三鷹市野崎1-11-22	0422-47-2135

会社名	〒	住所	電話番号
株大木	112-0013	東京都文京区音羽2-1-4	03-3947-2232
国分グループ本社株	103-8241	東京都中央区日本橋1-1-1	03-3276-4251
共創未来ファーマ株	104-0028	東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 8F	http://www.kyosomirai-p.co.jp

2025年11月現在

ENIFくんにおまかせ

予防

診断

治療

vol.73

春これクション
2026 SPRING

気球に乗って
どこまでも！

良い子で
待ってね

わくわく

楽しんでおねー！

表紙デザインの続きをARで体験

スマートフォンや
タブレットでQRコードを
読み込んでください。



共創未来グループ

INDEX

アレルギー検査キット / 機器	1	新商品	13
POCT 検査分析装置	2	OTC	14
POCT 検査分析装置 / POCT 検査キット	3	感染症対策	15
感染症コンボキット	4 ~ 5	免疫力健康維持サポート	16
感染症検査キット	6 ~ 9	花粉症対策	17
ヘリコバクターピロリ	9	お薬補助グッズ	18
POCT 検査分析装置	10	レジ機	19~20
健康診断	11	ストレス緩和	21
生活習慣病対策	12	保湿・ヘアケア	22



POCT検査分析装置 / POCT 検査キット

感染症迅速診断システム クイック チェイサー Immuno Reader II

株式会社モリス

- ◆ 自動判定のため、時間に制約されず、個人差の無い判定が可能
- ◆ 感染症6項目に対応 (Flu、Myc、RSV/Adeno、Adeno、StrepA、SARS-CoV-2、SARS-CoV-2/Flu A、B)
- ◆ テストカートリッジを機器にセットするだけ、プリントアウトまでを自動化

【寸法】:100W×200D×200Hmm
【重量】:約2.3kg
【価格】:495,000円
498537821000



【測定原理】イムノクロマト反射光測定法

◆ 増幅反応により高感度に検出 発症初期における診断精度を向上 ※Myc、RSV/Adeno、Adeno、StrepAの試薬については、お問い合わせ下さい

専用試薬

クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2

◆ 判定時間はわずか15分
◆ テストカートリッジはQRコードで自動管理

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻液
【反応時間】:15分

クイック チェイサー® Auto Flu A、B

◆ 判定時間は3分30秒~15分

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻液
【反応時間】:3分~15分 (陰性の場合15分)

ID NOW™ インストゥルメント

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆ NEAR法による核酸増幅技術により、13分以内で検査結果を提供
- ◆ 設置場所をとらないため、様々な医療現場にフィット
- ◆ カートリッジをセットし検体を懸濁するだけの簡単なワークフロー
- ◆ コンタミネーションや感染リスクに配慮した設計



【寸法】:207W×194D×145Hmm
【重量】:約3.0kg
【価格】:1,540,000円
4571226475010

【その他仕様】検感性:HL7、ASTM LIS、POCTに対応

専用試薬

ID NOW™ 新型コロナウイルス2019 V2.0

- ◆ 検症後12時間以内でも、高い検出感度
- ◆ 陽性判定は最短6分、陰性判定は12分未満
- ◆ 核酸精製ステップ不要
- ◆ 2種検 (鼻咽喉用、鼻腔用) の減菌綿棒が付属
- ◆ 精度管理用コントロールフリップが付属

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:12分未満 (減菌綿棒付)

ID NOW™ インフルエンザ A & B 2

- ◆ 検症後2時間以内でも、高い検出感度
- ◆ PCR法に比べ、検出感度が高い
- ◆ 鼻腔ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液用減菌綿棒が付属
- ◆ 陽性判定は最短2分、陰性判定は6分
- ◆ 培養法と同等の高い検出感度
- ◆ 核酸精製ステップ不要
- ◆ 簡便なワークフロー
- ◆ 室温ぬぐい液用減菌綿棒が付属

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:13分以内 (減菌綿棒付)

ID NOW™ ストップ A 2

- ◆ 検症後15分以内で結果判定
- ◆ 陽性判定は最短2分、陰性判定は6分
- ◆ 培養法と同等の高い検出感度
- ◆ 核酸精製ステップ不要
- ◆ 簡便なワークフロー
- ◆ 室温ぬぐい液用減菌綿棒が付属

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:2分~6分

ラピッドピア II

積水メディカル株式会社

- ◆ BNP、Dダイマー、TnI、H-FABP、PCT、fFNの測定が1台で可能です。
- ◆ 測定時間は約10~15分、内蔵プリンタで測定結果の印字が可能です。
- ◆ A4用紙の1/2サイズでコンパクトです。

【寸法】:106W×237D×125Hmm
【重量】:約1.05kg (専用ACアダプタを除く)
【価格】:550,000円
498750254072



測定項目	検体量	測定時間
BNP	120μL	15分
Dダイマー	120μL	10分
H-FABP	120μL	10分
PCT	120μL	10分
cTnI	120μL	15分
fFN	120μL	10分

【ラピッドピアII】は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。
【その他仕様】表示部:4.3インチ カラーTFT液晶タッチスクリーン
外部インターフェース:miniUSB通信ケーブル、RS-232C通信ケーブル、USBメモリー(USB2.0/3.0)

ヴェリファスト® H-FABP

日本ピーシージー製造株式会社

- ◆ 判定まで10分
- ◆ 全血、血漿、血清の3種の検体で検査可能
- ◆ 1回用、5回用包装あり



【検体】:全血・血漿・血清
【反応時間】:10分
製品紹介動画がご覧いただけます。

ヴェリファスト® PCT

日本ピーシージー製造株式会社

- ◆ 判定まで10分
- ◆ 全血、血漿、血清の3種の検体で検査可能
- ◆ 1回用、5回用包装あり



【検体】:全血・血漿・血清
【反応時間】:10分
製品紹介動画がご覧いただけます。

● 価格はメーカー希望価格 (税込) です。



感染症コンボキット

クイックナビ™ Flu+COVID19Ag

大塚製薬株式会社

- ◆ 1デバイスでSARS-CoV-2抗原、A型・B型インフルエンザ抗原を同時検出可能
- ◆ Flu2 (鼻咽喉ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)・RSV2 (鼻咽喉ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)と検体共用可
- ◆ 有効期間:製造日から24ヶ月



10テスト:23,100円
4987035635314

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A、B

株式会社モリス

- ◆ SARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原、B型インフルエンザウイルス抗原を同時測定
- ◆ 最終判定 (陰性判定) は10分
- ◆ テストプレートは左がA型・B型インフルエンザウイルス、右がSARS-CoV-2と左右に分かれているため、判別が容易



10テスト:18,150円
4987537686005

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分 (陰性の場合10分)

Panbio™ COVID-19/Flu A&B

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆ 検体に適した減菌綿棒を同梱 (画像はイメージのみであり、実際のサイズとは異なります。)
- ◆ Panbio™ COVID-19/Flu A&B ラピッドパネル (鼻咽喉ぬぐい液用)
- ◆ Panbio™ COVID-19/Flu A&B パネル (鼻腔ぬぐい液用)



【検体】:鼻咽喉ぬぐい液
【反応時間】:15分 (15分前または20分過ぎたものは判定しない)

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu

株式会社モリス

- ◆ 機器判定 (スマートQRリーダー) と目視判定の両方が可能
- ◆ SARS-CoV-2抗原とインフルエンザウイルス抗原を同時判定
- ◆ 判定部が左右に分かれているため判別が容易
- ◆ 最終判定 (陰性判定) は10分



10テスト:16,500円
4987537700701

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分 (陰性の場合10分)

RTテスト イムノクロマト-SARS-CoV-2/FluA+B

島津ダイアグノスティクス株式会社

- ◆ 判定部のラインの色が異なるため、誤判定リスクを軽減
- ◆ 判定時間は10分以内
- ◆ FluAとFluBの鑑別が可能
- ◆ 操作は調製した試料をテストプレートに滴下するのみ



10テスト:22,000円
4987302078608

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分 (10分より前にC部に加入B部、A部、S部にラインが出現した場合、陰性判定可能)

カナカ イムノクロマト Flu A/B & SARS-CoV-2 Ag

株式会社カナカ

- ◆ 判定時間10分
- ◆ フィルター付きキャップはねじ式キャップを採用し、液漏れ防止
- ◆ 国内自社製造
- ◆ 新型コロナウイルスの変異株に対応
- ◆ インフルエンザウイルスA型とB型を鑑別



10テスト:19,800円
4993478300607

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻咽喉ぬぐい液
【反応時間】:10分

イムノエースSARS-CoV-2/Flu

ロシュダイアグノスティクス株式会社

- ◆ 1回の試料滴下 (3滴) で2項目を同時に検査



10テスト:19,800円
4987518636463

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~15分 (陰性の場合15分)

Vトラスト® SARS-CoV-2+Flu Ag

ニプロ株式会社

- ◆ 1テスト包装と20テスト包装
- ◆ 操作が簡便、抽出液の滴下後15分で測定可能
- ◆ 鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液から測定可能
- ◆ A型/B型インフルエンザ+新型コロナウイルス



1テスト:4,620円
20テスト:92,400円
4987458142093 4987458142116

【検体】:鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分

● 価格はメーカー希望価格 (税込) です。

感染症分析検査装置

感染症コンボキット

POCT 検査機器

プロカルシトニン

感染症コンボキット



感染症検査キット

チェックMR-COV19+Flu

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆陽性は3分～15分後、陰性は15分後に判定可能
- ◆滴下後、測定時間をテストプレートに記載
- ◆試験成績：陽性一致率82.9%、陰性一致率100%、全体一致率89.4%
- ◆有効期間：製造後24ヶ月

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：陽性：3分～15分 陰性：15分



10テスト：16,500円
4987222003025

エスプライン® SARS-CoV-2&Flu A+B

富士レボオ株式会社

- ◆オミクロン株含む変異株も高い反応性
- ◆1回の検体採取でSARS-CoV-2とFluの同時検査が可能
- ◆検体抽出後の静置時間不要
- ◆有効期間：製造後21ヶ月

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：>20分



10テスト：16,500円
4987270260685

イムノエース® SARS-CoV-2/Flu

機タウンス

- ◆SARS-CoV-2とFluを同時に検査可能
- ◆変異株との反応性を確認
- ◆他のイムノエースシリーズと検体共用可能

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～15分(15分より前でも判定部[T]又は[A]又は[B]及び[C]の両方に黒色のラインが認められた場合には陽性と判定できます)



10テスト：19,800円
4987815022105

スタンダードi-Q COVID/Flu Ag コンボ

機マルコム

- ◆SARS-CoV-2、インフルエンザA&B 抗原を3種同時に効率検査
- ◆スティックタイプ採用で、リーズナブル・簡単操作
- ◆新型コロナ変異株：ニホンサ (NB.1.8.1) にも対応

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液
【反応時間】：15分



25テスト：36,850円
4573198050271

ラピッドテスタ FLU&SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆1度の検体採取でインフルエンザとSARS-CoV-2の同時検査が可能
- ◆反応時間は10分以内

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～10分



10テスト：16,500円
4987502554063

ラピッドテスタ RSV&SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆1度の検体採取でRSVウイルスとSARS-CoV-2の同時検査が可能
- ◆反応時間は10分以内

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～10分



10テスト：22,000円
4987502553585

イムノアロー® SARS-CoV-2&FluA/B&RSV

極東製薬工業株式会社

- ◆1回の検査で以下の4つの抗原を同時検出可能 (SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSウイルス)
- ◆色分けされた見やすいライン
- ◆専用の機器や設備が不要

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～15分(15分より前でもテストラインとコントロールラインが形成された場合、陽性と判定できます)




10テスト：16,200円
498751451818

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/RSV

機ミズホメディー

- ◆機器判定(スマートQCリーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆SARS-CoV-2抗原とRSウイルス抗原を同時判定
- ◆判定部が左右に分かれているため判別が容易
- ◆最終判定(陰性判定)は10分

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：10分(陰性の場合10分)



10テスト：19,800円
4987537708800

クイックナビ™-COVID19 Ag

大塚製薬株式会社

- ◆判定時間：8分
- ◆オミクロン株を含む変異株との反応性も確認済み
- ◆Flu2(鼻咽喉ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)、RSV2(鼻咽喉ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)と検体共用可

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：8分



10テスト：16,500円
4987035627111

クイック チェイサー® SARS-CoV-2

機ミズホメディー

- ◆機器判定(スマートQCリーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取付
- ◆最終判定(陰性判定)は10分

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～10分(陰性の場合10分)



10テスト：18,800円
4987537700909

Panbio™ COVID-19 Antigen ラピッド テスト(鼻腔ぬぐい液用・S)

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆判定時間：15分(15分前または20分過ぎたものは判定しない)
- ◆感染リスク低減機能付き検体抽出容器
- ◆有効期間：製造後24ヶ月
- ◆別売品：Panbio™ COVID-19 陽性コントロールスワブ

【検体】：鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：15分(15分前または20分過ぎたものは判定しない)



10テスト：9,350円
4571226475669

イムノエースSARS-CoV-2 III

機ロシュダイアグノスティクス株式会社

- ◆判定時間は10分
- ◆変異株との反応性を確認
- ◆判定ラインはブラックライン
- ◆他のイムノエースシリーズと検体共用可能

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：10分




10テスト：15,400円
4987518636456

クイックナビ™-Flu2

大塚製薬株式会社

- ◆最終判定 5分、5分以内に陽性ライン出現時はその時点で判定可能
- ◆Flu+COVID19Ag又はCOVID19Ag検体浮遊液で調整した検体と共用可(鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液)
- ◆検体種によりRSV2、アデノ2と検体共用可能

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】：5分



10テスト：14,300円
4987035584919

クイック チェイサー® Flu A,B (Sタイプ)

機ミズホメディー

- ◆機器判定(スマートQCリーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆陰性判定は1分から可能
- ◆左がA型、右がB型と左右に分かれているため、判別が容易
- ◆検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取付

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】：1～5分(陰性の場合5分)



10テスト：7,700円
4987537700008

ファインビジョン™ Influenza

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆マルチカラーラインによる視認性の向上
- ◆判定時間5分
- ◆有効期間：製造後24ヶ月

【検体】：鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】：5分




10テスト：14,300円
4571226475986

エスプライン® インフルエンザA&B-N

富士レボオ株式会社

- ◆エスプライン®SARS-CoV-2 N検体処理液の共用可能
- ◆綿棒が使えない方でも、鼻かみ検体が使用可能
- ◆高感度！インフルエンザをしっかりキャッチ
- ◆やさしい感触のスポンジスワブ採用
- ◆はっきりラインで判定しやすい

【検体】：鼻咽喉ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液
【反応時間】：15分



10テスト：12,100円
4987270269526

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

新型コロナウイルス抗原キット

インフルエンザ検査キット



感染症検査キット

クイックナビ™-StrepA2

大塚製薬株式会社

- ◆ 簡単操作！ 試薬調整不要を実現
- ◆ 簡単操作！ 静置なし
- ◆ 見やすくなったテストラインと優れた感度

【体外診断用医薬品】
承認番号 23100EZX00004000



10テスト:12,100円
4987035598411

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:1~5分

クイック チェイサー® StrepA

株ミズホメディー

- ◆ 機器判定(スマート QC リーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆ 陽性判定は3分から可能
- ◆ 唾液の影響を受けにくい特異性の高い試薬
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取付

【体外診断用医薬品】
承認番号 22400AMX01374000



10テスト:7,700円
4987537700206

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:1~3分(陰性の場合5分)

ファインビジョン™ Strep A

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆ 試薬調整不要、検体抽出液の完全1液化で1ステップ測定
- ◆ 静置不要、シンプルかつスピーディーな検査
- ◆ 着色セルロース微粒子による、視認性向上

【体外診断用医薬品】
承認番号 22000EZX00045000



10テスト:12,100円
4571226476761

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分

イムノキャッチ®-Strep A

栄研化学株式会社

- ◆ 抽出操作は簡便ワンステップ
- ◆ イムノキャッチ®-Adenoと検体抽出液の共用可能(咽頭ぬぐい液)
- ◆ 痛みの少ないスポンジスワブ®を採用
- ◆ 反応時間は5分

【体外診断用医薬品】
承認番号 20500EZX00045000



10テスト:9,900円
4987026359359

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分

クイックナビ™-アデノ2

大塚製薬株式会社

- ◆ 優れた感度
- ◆ 植毛型綿棒を採用 ウイルス採取量が平均約10倍
- ◆ Flu2、RSV2、Flu+RSVと検体共有可能(鼻腔拭い液・鼻腔吸引液)
- ◆ Flu2と検体共有可能(咽頭ぬぐい液)

【体外診断用医薬品】
承認番号 30100EZX00039000



10テスト:18,700円
4987035612414

【検体】:咽頭ぬぐい液、鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、角結膜ぬぐい液
【反応時間】:1~5分

クイック チェイサー® Adeno

株ミズホメディー

- ◆ 機器判定(スマート QC リーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆ 検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取付

【体外診断用医薬品】
承認番号 21900AMX00950000



10テスト:13,200円
4987537700305

【検体】:咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、角結膜ぬぐい液
【反応時間】:7分

イムノキャッチ®-Adeno

栄研化学株式会社

- ◆ イムノキャッチ®-Strep Aと検体抽出液の共用可能(咽頭ぬぐい液)
- ◆ 痛みの少ないスポンジスワブ®を採用
- ◆ 反応時間は5分

【体外診断用医薬品】
承認番号 30500EZX00039000



10テスト:18,700円
4987026359342

【検体】:咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:5分

ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT

積水メディカル株式会社

- ◆ 1回の検査でRSVウイルスとアデノウイルスの検出が同時可能
- ◆ 目視判定・装置判定(ラピッドテスタリーダー)の両方が可能
- ◆ 以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ FLU・NEXT、
ラピッドテスタ SARS-CoV-2

【体外診断用医薬品】
承認番号 30200EZX00014000



10テスト:19,800円
4987502542985

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。
【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:1~10分

クイックナビ™-RSV2

大塚製薬株式会社

- ◆ 最終判定5分、5分以内に陽性ライン出現時はその時点で判定可能
- ◆ COVID19Ag・Flu+COVID19Ag検体浮遊液で調整した検体と共用可能(鼻頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)
- ◆ Flu2、アデノ2、Flu+RSVも検体共用可能
- ◆ 植毛タイプの綿棒採用

【体外診断用医薬品】
承認番号 30100EZX00013000



10テスト:14,300円
49870355608318

【検体】:鼻頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:5分

クイックナビ™-Flu+RSV

大塚製薬株式会社

- ◆ 1デバイスでインフルエンザA型・B型とRSウイルスが同時検出可能
- ◆ クイックナビシリーズで検体共用可能(アデノ2、Flu2、RSV2)
- ◆ 植毛タイプの綿棒採用
- ◆ 優れた感度、特異性

【体外診断用医薬品】
承認番号 22400AMX00770000



10テスト:16,500円
4987035540113

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:18分

クイック チェイサー® Myco

株ミズホメディー

- ◆ 機器判定(スマート QC リーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆ 1ステップの簡単操作
- ◆ 検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆ リアルタイムPCR法との比較で、陽性一致率82.1%を実現

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZX00056000



10テスト:15,400円
4987537700107

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分~15分(陰性の場合15分)

クイック チェイサー® RSV/hMPV

株ミズホメディー

- ◆ 機器判定(スマート QC リーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆ RSVウイルス抗原とヒトメタニューモウイルス抗原を同時判定
- ◆ 1ステップの簡単操作
- ◆ 陽性判定は5分から可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZX00021000



10テスト:13,200円
4987537700404

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液(hMPVのみ)
【反応時間】:18分(陰性の場合10分)

リポテスト® マイコプラズマ

積東製薬工業株式会社

- ◆ 抗原検査により肺炎マイコプラズマの早期検出が可能
- ◆ リポソームタンパク質“L7/L12”の菌種に固有な領域を識別
- ◆ 専用の機器や設備が不要で、咽頭ぬぐい液から15分で判定可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 21900AMX01479000



10テスト:16,500円
4987551450507

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分

リポテスト® 百日咳

積東製薬工業株式会社

- ◆ 抗原検査により百日咳菌の早期検出が可能
- ◆ リポソームタンパク質“L7/L12”の菌種に固有な領域を識別
- ◆ 専用の機器や設備が不要で、咽頭ぬぐい液から15分で判定可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 30200EZX00031000



10テスト:23,870円
4987551450903

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分
(試料滴下後5分に陰性テストラインとコントロールラインの両方が明確に認められた場合、陽性と判定できます)

クイック チェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ

株ミズホメディー

- ◆ 機器判定(スマート QC リーダー)と目視判定の両方が可能
- ◆ 陽性判定は5分から可能
- ◆ 判定部が左右に分かれているため判別が容易
- ◆ 検体を滴下するだけの簡単操作(専用スポイト付属)

【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZX00028000



10テスト:28,400円
498757700602

【検体】:尿、唾液(肺炎球菌のみ)
【反応時間】:15~10分(陰性の場合10分)

イムノキャッチ®-肺炎球菌/レジオネラ

栄研化学株式会社

- ◆ 肺炎球菌とレジオネラを同時検出
- ◆ 尿検体を滴下するだけの簡単な1STEP操作
- ◆ 視認性の高いクリアな判定像

【体外診断用医薬品】
承認番号 23000EZX00056000



10テスト:37,400円
4987026231068

【検体】:尿
【反応時間】:15分間

● 価格はメーカー希望価格(税込)です。

● 価格はメーカー希望価格(税込)です。

ストレップA(A群β溶連菌)

アデノウイルス

マイコプラズマ

RSウイルス

百日咳

肺炎球菌/レジオネラ



感染症検査キット

クイックナビ™-ノロ3

大塚製薬株式会社

- ◆自社従来品に比べ最小検出感度が向上
- ◆リアルタイムRT-PCR法との相関性 陽性一致率:91.5%
- ◆輸送チューブ付き直腸使用スワブと排便用スワブを同梱
- ◆洗腸便、ゲル化剤等を含む食事を摂取した糞便も使用可能



【検体】:排便便・直腸便
【反応時間】:15分
10テスト:16,500円
498703565510

クイックチェイサー® Noro

株式会社ホメディー

- ◆陽性判定は5分から可能
- ◆直腸便での検査が可能
- ◆クイックチェイサーRota/Adenoで使用した試料の残液でも検査が可能



【検体】:自然排便便・洗腸便・直腸便
【反応時間】:15~10分(陰性の場合10分)
10テスト:16,500円
498753767907

イムノキャッチ®-ノロPlus

栄研化学株式会社

- ◆直腸便と排便便に共用可能な輸送用チューブ付綿棒採用
- ◆採用シート「水洗用トールペーパー」付き
- ◆新生児・乳児検体、オムツからの検体等、特殊な便検体も測定可能
- ◆幅広いgenotypeを検出



【検体】:排便便・洗腸便・直腸便
【反応時間】:15分
10テスト:16,500円
4987026221663

クイックナビ™-カンピロ


デンカ株式会社

- ◆糞便検体から直接検出可能
- ◆ノロ3と検体共用可能
- ※直腸便及び洗腸便検体は使用不可
- ◆最終判定15分



【検体】:糞便(排便便)
【反応時間】:15分
10テスト:20,240円
4987503325440

カンピロバクター



ヘリコバクターピロリ

クイックナビ-H.ピロリ テストデバイス/採便容器

大塚製薬株式会社

- ◆検体提出袋に採便シート、検体浮遊液、使用説明書を封入済のため患者への配布が容易
- ◆テストデバイスに滴加数、判定時間を明記
- ◆有効期間は製造後24ヶ月



【検体】:糞便(排便便)
【反応時間】:8分
採便容器(10セット)
テストデバイス
10テスト:13,200円
4987035635512

クイックチェイサーH.ピロリ テストプレート/採便セット

株式会社ホメディー

- ◆滴下数&判定時間の表記で、操作ミスを軽減
- ◆1ステップ簡単操作



【検体】:糞便(排便便)
【反応時間】:3~10分(陰性は10分)
テストプレート(10セット)
採便容器(10セット)
テストプレート
100用:1,760円
4987537684001

●価格はメーカー希望価格(税込)です。



POCT 検査分析装置

パック式臨床化学分析装置 アフィニオン 2

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆1台で4項目測定可能:HbA1c、ACR、CRP、脂質項目
- ◆尿中アルブミンの定量検査が可能
- ◆メンテナンスフリー
(キャリブレーション、メンテナンスコスト不要)
- ◆バーコード自動認識で検査項目の切替操作不要
- ◆3ステップのシンプル操作で測定可能
- ◆コンパクトなA4サイズ



サンプリングデバイスが一体化したテストカートリッジ

測定項目	検体	検体量	測定時間
HbA1c	全血	1.5µL	約3分
ACR	尿	3.5µL	約5分
CRP	全血	2.5µL	約3分
脂質項目	血清・血漿	1.5µL	約7分

【寸法】:200M×328D
×186H(mm)
【重量】:3.4kg
【価格】:660,000円
498753767907

パック式臨床化学分析装置 アトライズ®

ニプロ株式会社

- ◆軽量・コンパクト設計
- ◆約10分で検査完了(反応時間5~7分)
- ◆肝機能、腎機能、脂質項目などを一度に同時測定
- ◆指先からの採血での測定可能(血液量70µL、※HbA1c 1µL)
- ◆電子カルテ連携



【測定項目一覧】 ※2026年1月現在

測定項目	測定範囲	検体	検体量	反応時間	検体温度
ALT	10~700 U/L	○	○	○	○
AST	10~1000 U/L	○	○	○	○
AMY	10~2000 U/L	○	○	○	○
BUN	5~200 mg/dL	○	○	○	○
CHOL (T-CHOL)	50~450 mg/dL	○	○	○	○
CREA	0.10~20.00 mg/dL	○	○	○	○
GUT (γ-GTP)	10~1500 U/L	○	○	○	○
GLU	10~1000 mg/dL	○	○	○	○
HDL (HDL-c)	10~135 mg/dL	○	○	○	○
TB (TBIL)	0.10~30.00 mg/dL	○	○	○	○
TRIG (TG)	10~600 mg/dL	○	○	○	○
LDL (LDL-c)	計測可能	○	○	○	○
HbA1c	4.0~12.0 %	○	○	○	○

【寸法】:W140×D205×H206
【重量】:2.2kg
【価格】:990,000円
4987458141065

専用試薬

アトパネル総合9

- ◆肝・腎機能項目や脂質項目を一度に測定可能
- ◆検体量(70µL)

【検体】:全血・血清・血漿

【反応時間】:5~7分

【価格】:29P:37,400円

4987458141096

アトパネル健康管理9

- ◆肝・腎機能、充実した脂質項目を一度に測定可能
- ◆同梱される希釈液で検体を希釈し測定

【検体】:全血・血清・血漿

【反応時間】:5~7分

【価格】:29P:37,400円

4987458141100

アトパネルHbA1c

- ◆HbA1cを検体量1µLで測定が可能
- ◆同梱される希釈液で検体を希釈し測定

【検体】:全血・血清・血漿

【反応時間】:5分

【価格】:10P:21,100円

4987458141119

クリニテック ステータス プラス

シームズHCD株式会社

- ◆9種類の多様な試験紙の測定が可能
- ◆使用する試験紙の種類を自動認識して測定
- ◆より正確に尿中の蛋白質、アルブミンを評価
- ◆検査結果を内臓プリンターで打ち出し可能
- ◆オンライン接続にも対応



【寸法】:W171×D272×H158
【重量】:1.66kg
【価格】:162,800円
4987559611283

専用試薬

N-マルチスティックス SGL

- ◆10項目の尿検査が可能
- ◆専用機器でも測定可能

【検体】:尿

【反応時間】:30秒~120秒

【価格】:990,000円

4987559823000

クリニテックミクロアルブミン/クレアチニンテスト

- ◆尿中微量アルブミン定性検査用
- ◆専用機器でも測定可能
- ◆尿中クレアチニン補正を採用

【検体】:尿

【反応時間】:60秒

【価格】:990,000円

4987559820890

採血キットN

ニプロ株式会社

- ◆指先からの検体採取するために必要な針などを組み合わせた採血キットです。
- (ランセット、キャピラリー、絆創膏、補助テープ、不織布パット)



【寸法】:W121×D132×H65
【重量】:112g
【容量】:10キット
【価格】:4,950円
4987458956386

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

ノロウイルス

カンピロバクター

ヘリコバクターピロリ

POCT 検査機器