

電子冷却式

血液搬送装置

ATR705-RC05



高精密温調

庫内温度・アラーム記録

小型軽量

内部電池 長時間搬送

航空機搬送用

ATR700



病院内外の赤血球製剤搬送管理に最適

血液製剤 品質の維持

赤血球製剤や溶解FFPを4℃
±2℃で使用する場所まで
搬送して長時間管理できます

血液製剤 廃棄の削減

製剤品質を維持できるので
未使用の血液製剤を返戻利用
でき廃棄削減ができます


製剤管理 手間の削減

血液製剤の温度管理が
簡便となるため
手間とコストを減らせます

東邦薬品株式会社

ATR705導入による病院内ご活用案

より安全・安心



・製品特徴

内部電池で長時間搬送 標準で7時間以上 / 周囲25℃(電池1個使用時)

外部電源で血液冷蔵庫として連続使用可能

庫内温度などを長期間記録(連続1ヶ月以上)

庫内温度逸脱前にアラーム警告

記録温度はエクセルで管理できます

・仕様

品名	血液搬送装置
型番	ATR705-RC05 (JANコード: 498747300718)
収納	RBC-LR2×5バッグ(10U)
温度方式	電子冷却式
庫内温度	4℃±2℃
外気条件	-10℃～35℃
寸法	W400×D250×H320mm
質量	6.6kg(本体)
機能	① 表示(庫内温度・最大・最小・記録時間等) ② 記録(庫内温度/記録時間/フタ開閉・他) ③ アラーム機能 ④ LED(電源/電池状態/スタンバイ・他)

※機器の仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。

ATR705導入による病院外での活用案



自己血/手術搬送



在宅輸血

航空機搬送用として ATR700 をご用意しております。



緊急輸血



離島・洋上・山林搬送

■お問い合わせ

東邦薬品株式会社
物流本部 サルム推進室

〒143-0006 東京都大田区平和島 2-1-1

京浜トラックターミナル内ダイナベース 5F

TEL 03-6404-8038

■販売代理店